

PROTOCOLO DE CONTROL SENSORIAL INDIVIDUAL

Sugherificio Peppino Molinas & Figli S.p.A. certifica que cada tapón SELEZIONE	MOLINAS perteneciente a la
orden ha sido control	ado con dos procesos de
selección diferentes y distintos. La primera selección es instrumental, realizada o	con máquinas que utilizan la
técnica de la espectrometría de masa unida al tiempo de vuelo (V.I.P.), mientra	s que el segundo control es
sensorial, realizado por al menos 3 técnicos de laboratorio especializados. D	el lote en cuestión se han
descartado todos los tapones en los que se ha detectado cualquier tipo de desvi	iación sensorial atribuible al
corcho, incluida la presencia de 2,4,6 Tricloroanisol (TCA) por encima del umbral	
Sugherificio Molinas garantiza el reembolso de cada botella con contaminació	n atribuible a TCA derivada
de los tapones en cuestión.	WOHERIF/C/O
	- 64 1520 · C4 1
FECHA	PEPPINO MOLINAS
FIRMA	& FIGURE 1
N° DE LOTE	