

## PROTOCOLLO CONTROLLO SENSORIALE INDIVIDUALE

Sugherificio Peppino Molinas & Figli S.p.A. certifica che ogni s	ingolo tappo SELEZIONE MOLINAS appartenente
all'ordine	è stato controllato con due processi di
selezione diversi e distinti. La prima selezione è strumenta	le, effettuata con macchinari che utilizzano la
tecnica della spettrometria di massa unita al tempo di volo (	V.I.P.), mentre il secondo controllo è sensoriale,
eseguito da almeno 3 tecnici di laboratorio specializzati. Dal	lotto in questione sono stati scartati tutti i tappi
in cui è stata rilevata qualsiasi tipo di deviazione sensoriale ri	conducibile al sughero, compresa la presenza di
2,4,6 Tricloroanisolo (TCA) al di sopra della soglia	
Sugherificio Molinas garantisce il rimborso di ogni botti	glia con contaminazione riconducibile a TCA
derivante dai tappi in oggetto.	"OHERIFIC"
DATA	PEPPINO MOLINAS
FIRMA	
N° LOTTO	